

BIOSAFE[®] DRYLOG-Lines

Für den sichersten Probenversand



beispielhafte Abbildung

+++ **NEU** +++

Für wertvolle Impfstoffe & Zellen in großen Mengen!

-75°C +/-3°C Trockeneis

alternativ in Stickstoff:

-185°C +/-10°C

Über

55
YEARS
1964 - 2019

Excellence
in Engineering

Alle Vorteile im Überblick



Datenlogger für Temperatur-
aufzeichnungen in Trockeneis
oder Stickstoff (optional).

- ▶ **Ausgefeilt und Langzeitbewährt:** Gegenüber vakuumisolierten Paneelen oder Boxen mit Schaumstoffisolation überzeugt die vakuumisolierte Superisolation von Cryotherm eindeutig! Die BIOSAFE[®] / STELLA[®]-Serien garantieren extrem gute Haltezeiten! 2,5 bis 3 kg Trockeneisverbrauch pro Tag, d.h. 40 kg Trockeneis bringen 14 Tage Kälteautonomie in einem Temperaturbereich von -71 bis -76 °C!
- ▶ **Ergonomisch top!**¹⁾ Niedrige, bedienerfreundliche Behälterhöhe beim BIOSAFE[®]
- ▶ **Sofort im Blick! Die integrierte BIOSAFE[®] smart-Steuerung**²⁾ aus unserem Medizinprodukt MD speichert die Temperatur FDA konform
- ▶ **Doppelt gesichert!** Mechanisch und (optional) elektronisch verriegelbarer Deckel³⁾
- ▶ **TOP Zugänglichkeit** zu Ihren Proben, ideal für regelmäßige Nutzung
- ▶ **Optimierte Lagerkapazität** durch Einsatz von platzsparenden High-Efficiency-Einordnungssystemen
- ▶ **Hohe Speicherkapazität** für bis zu 23.100 Proben, 2 ml Ampullen
- ▶ **Perfekt zu desinfizieren**, glatte Oberflächen, auch am Deckel

¹⁾ verfügbar für BIOSAFE[®] 220 / 420, auf Anfrage auch als Basisdeckel lieferbar.

²⁾ nur mit Stickstoff nutzbar. ³⁾ nur mit BIOSAFE[®] smart verfügbar.



BIOSAFE® Einordnungssysteme für Proben, auch für kryobeständige Glas-Flacons



BIOSAFE® - Innenansicht
optional: BIOSAFE® Basisdeckel

Technische Daten



Weithals-BIOSAFE®		220	420	STELLA
Halsdurchmesser	[mm]	664	854	1.160
LIN Volumen unter Stellboden / STELLA®: Ringspalt um Speichermasse	[l]	35	57	36
Gewicht, leer	[kg]	175	225	768
Durchmesser, außen	[mm]	710	900	1.220
Durchmesser, innen	[mm]	664	854	1.160
Gesamthöhe, geschlossen	[mm]	1.070	1.070	1.840
Gesamthöhe, geöffnet	[mm]	1.180	1.190	1.850
Stellhöhe	[mm]	625	625	1.200
Rollendurchmesser	[mm]	80	80	*

*1) Gabelstaplertaschen

Artikelnummern



BIOSAFE®	220	420	Stella
BIOSAFE® smart SC (Science)	78221906	78221909	auf Anfrage
BIOSAFE® smart MD (Medical Device)	78221882	78221885	auf Anfrage



Mehr Informationen zu BIOSAFE® smart



Cryotherm GmbH & Co. KG

Euteneuen 4
D-57548 Kirchen/Sieg, Germany
Telephone: ++49 27 41 / 95 85-0
Fax: ++49 27 41 / 69 00
E-mail: info@cryotherm.de



Ihr lokaler Ansprechpartner: